

HOPEニュース

2024年11月号

ACT SYSTEM
Heartwarming Medical System for YOU

TEL 097-540-7555

◆ 静電気とパソコンのお話 ◆

■ パソコンの「静電気」「ホコリ」について

秋から冬にかけては一年で最も静電気が発生しやすい季節です。人の体と同じように、電気製品・パソコンにも静電気が溜まりやすく、それが故障やトラブルの原因になることがあります。



突然電源が入らなくなったりフリーズが多発する場合は、次の方法で静電気を除去することで解決できる場合があります。

- ①パソコンをシャットダウンします。
- ②パソコン背面の電源ケーブルを抜いて30秒ほど待ちます。
- ③ケーブルをもとに戻して、パソコンが正常に立ち上がるか確認します。



また、パソコン内部や周辺にある「ホコリ」にも要注意です。

ホコリには電気が溜まりやすい性質がありますので、パソコンの周囲は定期的な掃除を心がけてください。掃除方法として、掃除機などで吸い取る方法が効果的です。空気を吹きかけるエアダスター等もありますが、ホコリが細かく分散されてしまうためあまりお勧めできません。

定期的な掃除とメンテナンスで寿命も大きく変わってきます。異音がしたり、ファンの音が大きくなったと感じた場合は、弊社までご連絡をお願いいたします。

アクトシステム（サポート） 097-540-7555（代表）

■ データバックアップの実施を必ずお願いいたします。


内蔵ディスクの異常や基板の動作不良など、ほこりや熱気がこもると故障の頻度が増します。万が一の時に備え、1日1回のデータバックアップを必ず実施してください。電子カルテをはじめとした日々の業務により蓄積されたデータが失われた場合の復旧は不可能です。毎日の退避作業をお願いいたします。



データ退避の手順やバックアップ装置についてご不明な場合は、弊社サポート担当までご連絡をお願いいたします。

【ご報告】 2024年9月29日（日） 場所：ビーコンプラザ

「第42回 大分県病院学会」に出展展示させていただきました。



出展商品のご紹介 機能、信頼性、操作性につきましては、お気軽にスタッフまでお問い合わせください。

HOPE LifeMark-MX
最新機能の追加...3000種類

- 1 機能強化No.1電子カルテの操作性と柔軟性を追求
- 2 地域包括ケアや在宅医療に合わせた連携システム・地域との連携
- 3 TCO削減を重視したシステム構成

中小規模病院向けWEB型電子カルテ **ウェブカルテII**

- ① 稼働性を重視したクラウド構築
- ② 医師がいつでもどこでも診療可能
- ③ 最新機能の追加...3000種類

病院・クリニック向けモバイル **自動精算機 SMA SEL**

No.Call

アクトシステム

〒870-1152 大分県大分市上原1-1-3-2
TEL:097-540-7555 FAX:097-540-7556

■留守番電話の際、緊急事項につきましては恐れ入りますが、「ご伝言」をお願いいたします。

■消耗品のご注文は、なるべくFAXにてご注文をいただきますようお願い致します。FAX.097-540-7556