



HOPEニュース



TEL 097-540-7555

HOPE シリーズ【新機能のご紹介】

今月は 《HOPE 収納 POS レジシステム》です。



HOPE 収納POSレジシステムは、医療機関における支払業務をスムーズに運用できるようにサポートし、医事会計システムの収納情報精度を高めて正確な入出金金額の把握を可能にします。

収納POSレジシステム 2.10.0.0 [収納画面]

業務切替 担当変更 科目入力 モード患者ID 開局日: 2016/09/30

患者 0000000001 POSレジ コメント 支払いは月末に一括支払い

No	請求書番号	入外	請求期間	伝票	主 従 保険 診療科	請求額	入金額	未収額	状態理由/科目名	個数
前1	入 650	外	16/09 13-13	未	06 51 ですと	10,800	0	10,800		1
前2	入 651	外	16/09 13-13	未	06 51 ですと	2,160	0	2,160		1
前3	入 661	外	16/10 03-03	未	06 51 産科	3,240	0	3,240	所待金なし	1
前	入									1
前	入									1
前	入									1

入金	3 件	¥16,200	手入力	¥0	請求合計	¥16,200
返金	0 件	¥0	計数	¥0	お預り	¥0
差替	0 件	¥0	クレジット等	¥0	お釣り	¥0
科目入金	0 件	¥0				
科目返金	0 件	¥0				

患者IDを入力してください

① 収納中止 ② 最初から ③ 小計 ④ クレジット入力 ⑤ クレジット連携

端末名: POSS 担当者: 担当者1 (1) システム日: 2016/10/03 13:51:37

領収書、診療明細書発行機能
入金処理が完了したタイミングで、医事会計システムの機能を利用して領収書および診療明細書を発行することができます。



画面表示をより見やすく
画面に収納業務に必要な患者情報、コメント情報、患者様の未収情報を表示し、職員様の入金業務をサポートします。

自動釣銭機／釣銭機
自動釣銭機／釣札機を接続することで、おつりの排出、患者様からのお預り額の計測(※1)等を行うことで、より正確な現金管理をサポートします。

(※1) 患者様からのお預り額を計測する機能(計数機能)については、自動釣銭機／釣札機が必要となります。

< 収納POSレジシステムハード構成 >



TeamPOS7000 M220

以下のハードの購入が必要となります。

- ・コンパクトコントローラ (POSレジ本体、Windows10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit、HDD×3:ミラーリング、メモリ:4GB)
- ・中型ドロア
- ・漢字カスタマディスプレイ
- ・タッチスクリーン
- ・磁気カードリーダー
- ・POSキーボード/88キー
- ・カラーLCD(12.1インチ/15インチ)
- ・DVDスーパーマルチドライブ
- ・1ステーションプリンタ(用紙幅58mm)

※接続先システムにより、Windows7版となる場合があります。



自動釣札機 (グローリー(株)製 RAD-300)

- ・処理金種 : 日本銀行券現行4金種 (千円・二千円・五千円・一万円)
- ・投出速度 : 約2.7秒/1取引 (9000円最少構成枚数かつ、リトライなし)
- ・投出口容量 : 最大10枚
- ・取込速度 : 約2.5枚/秒
- ・投入口容量 : 最大20枚
- ・収納庫容量 :
 - ・一万円紙幣 : 100枚
 - ・五千円 : 100枚
 - ・千円紙幣 : 200枚

自動釣銭機 (グローリー(株)製 RT-300)

- ・処理金種 : 国内発行硬貨現行6金種 (1円・5円・10円・50円・100円・500円) ※変形硬貨及び記念硬貨等の特殊硬貨は除く
- ・投出速度 : [一括出金時]約2.7秒/1取引 (999円最少構成枚数かつ、リトライなし)
- ・投出口容量 : 約50枚 (100円硬貨換算)
- ・取込速度 : 約6枚/秒
- ・投入口容量 : 約50枚 (100円硬貨換算)
- ・収納庫容量 : 500円硬貨 : 約105枚
100円・10円・1円硬貨 : 各約160枚
50円・5円硬貨 : 各約120枚
- ・消費電力 : 待機時 20W(RT-300とRAD-300セット) 定格 140W(RT-300とRAD-300セット)

ハード構成のご注意

- ※ 自動釣銭機/釣札機についてはオプションとなります。
- ※ 自動釣銭機/釣札機をPOSレジ本体に接続する場合、自動釣札機のための接続はできません。
- ※ 自動釣銭機/釣札機を接続するには別途接続ケーブルおよび、制御ドライブが必要です。(別売)

< 導入のメリット >

◆ 職員様の負担を軽減

医事システムにて作成した領収書に対し、POSレジで入金することによりデータを即時反映させることができます。それにより、毎日の締め処理の際の領収書控えとデータの突合せ処理を行なう手間を省き、職員様の作業を軽減することができます。

◆ 患者様への請求ミス、受渡しミスを防止

請求書に印字したバーコードや診察券(カード)の磁気を使い、請求書番号やID番号を読み取って、該当の請求書情報をPOSレジ上に表示するため、請求ミスの防止を実現します。

支払い時には、患者様から預かり受けた現金を自動釣銭機にて自動的に計測し、おつりを放出するので患者様との現金の受け渡しミスを防止できます。

◆ 複数の請求に対してもスムーズに会計を実施

請求書番号またはID番号を患者様に提示していただくことで、ご兄弟やご家族で一度にまとめてお支払いいただくことができ、患者様をお待たせせずに会計を行うことができます。

< 特徴 >

◆ さまざまな会計をまとめてお支払い

駐車場代等の診療費以外のお支払いも診療費と一緒に【**最大30明細までまとめて**】会計することができます。また、【**複数の患者様の明細も同時に**】会計することができます。

◆ 再計算時の煩わしさを解消

再計算が必要となり、返金が発生する場合は【**返金したい請求書と入金したい請求書を一緒に**】会計することが可能です。

◆ その他オプション

POSレジ日計表オプションや預り金オプション、クレジット連携機能なども提供しています。(有償。詳細についてはお問合せください。)

< 連携システム >

[FUJITSU ヘルスケアソリューション HOPEシリーズ 医事会計システム]

- ・HOPE LifeMark-HX(医事ライブラリ)
- ・HOPE X-W (V5,V6,V10)
- ・HOPE EGMAIN-RX
- ・HOPE SX-R
- ・HOPE SX-S
- ・HOPE CloudChart

★仕様は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。



有限会社 アクトシステム

〒870-1152 大分県大分市上宗方1103-2

TEL: 097-540-7555 FAX: 097-540-7556

<http://www.act-sys.jp/>

お問い合わせ先

富士通株式会社

電話でのお問い合わせ(総合窓口)

富士通コンタクトライン 0120-933-200

受付時間 9時~17時30分(土曜・日曜・祝日・当社指定の休業日を除く)